

LUNETTES D'ESSAI MODELE GOGO


SOCI
MED

CE



ISO
9001

ISO
13485



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LUNETTES D'ESSAI MODELE GOGO DISTRIBUEES PAR SOCIMED

Design	lentilles d'essai à bordures métalliques colorées (noir ou rouge) 266 pièces, incluant 2 cylindres croisés tiroir en bois, boîtier métallique
Sphères (40 paires, concaves et convexes)	0.25D à 6.00D (par incréments de 0.25D) 6.50D à 10.00D (par incréments de 0.50D) 11.00D à 15.00D (par incréments de 1.00D) 16.00D à 20.00D (par incréments de 2.00D)
Cylindres (20 paires, concaves et convexes)	0.25D à 4.00D (par incréments de 0.25D) 4.50D à 6.00D (par incréments de 0.50D)
Accessoires (14 pièces)	RF, GF, BL, PL (2x), MR (2x), FL, CL (2x), PH (2x), SS cylindre croisé PF (x0.25, x0.5)
Diamètre des lentilles	Ø 26 mm.

Leader de la distribution du matériel médical



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com