

LAMPE D'OPERATION YZ20T9

SOCI
MED



ISO
9001

ISO
13485



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MICROSCOPE YZ20T9 DISTRIBUE PAR SOCIMED

le microscope d'opération **YZ20T9** distribué par **SOCIMED** est un outil d'opération à double binoculaire spécialement conçu pour être utilisé par deux usagers. Il jouit de performances optiques excellentes. Sa technologie apochromatique avancée et son excellente technologie optique améliorent considérablement les fusions visuelles des binoculaires, les consolident en trois dimensions, et réduisent la fatigue des chirurgiens au cours des opérations. Le dispositif d'ajustement fin est situé sous le pied du binoculaire adjoint. Grâce à lui, l'observation du microscope de l'adjoint peut-être finement ajusté indépendamment du microscope principal pour éviter aux chirurgiens d'avoir des vues incompatibles.

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE D'OPERATION YZ20T9



ISO
9001

ISO
13485

Agrandissement de l'oculaire	12.5×/18B
De l'objectif	f=200
Distance de travail	190mm
Zoom du microscope principal	4×、6×、10×、16×、25×
Zoom du microscope adjoint	6×、10×、14×
Diamètre du champ visuel	58mm、38mm、23mm、14mm、9mm
Réglage de la dioptrie	±7D
Distance pupillaire	50mm ~ 75mm
Résolution maximale	119 LP/mm
Echelle de la mise au point du microscope adjoint	≥30mm
Source lumineuse	12V/100W , Ampoule halogene à reflexion froide pour usage médical
Type d'éclairage	Source coaxiale de lumière froide: 6°+0° et éclairage oblique de 20° (il peut s'utiliser comme éclairage à fente) ; la largeur de la fente est ajustable .
Éclairage coaxial	≥50000lx
Éclairage oblique	≥45000lx
	1240mm
Gamme verticale ajustable	850mm ~ 1350mm
Vitesse et échelle de la mise au point fine	≤2mm/s , ≥50mm
Vitesse et echelle de X -Y	≤2mm/s , 50mm×50mm
Tension d'entrée	AC220V±22V/50Hz±1Hz、 AC110V±11V/60Hz±1Hz
Puissance	330VA

Leader de la distribution du matériel médical



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

LAMPE D'OPERATION YZ20T9

SOCI
MED



ISO
9001



ISO
13485

Fusible	AC250V T4.0A、 AC125V T8.0A
Normes de sécurité électrique	Norme executive :GB9706.1-2007、 Class I
Volume de l'emballage	0.786m3 , 5cartons
Poids total	213kg

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com