

# PROJECTEUR DE TEST MODELE CP- 150


SOCI  
MED

CE



TUV  
ISO  
9001

TUV  
ISO  
13485



Ce projecteur de test commercialisé par SOCIMED offre 30 types de masques avec différentes fonctions, ainsi qu'une option de regroupement par conditions oculaires spécifiques.

De nombreuses mesures sont effectuables en un court délai, grâce à la fonction de changement rapide des masques et la télécommande sans-fil., ainsi qu'à l'application pratique de masques rouge/vert et polarisés, à vue et balance binoculaire.

L'éclairage à lumière froide est précise, naturelle, et à basse consommation d'énergie.

L'option de séquence de l'affichage des masques est pré programmable

La base est flexible, permettant ainsi l'inclinaison horizontale ajustable

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI  
MED

SOCI  
MED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

# PROJECTEUR DE TEST MODELE CP- 150

SOCI  
MED

CE



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJECTEUR DE TEST, MODELE CP – 150



### CARACTERISTIQUES OPTIQUES

Nombre de tests	30
Masques	Ouvert (1); lignes horizontales (5); lignes verticales (8); lettres simples (21); rouge/vert (1)
Distance de projection	1.5 à 6m (distance optimale : 5m)
Grossissement de la projection	30x (lorsque distance de projection : 5m)
Taille de la projection	330 x 270 mm. (lorsque distance : 5m)
Vitesse de sélection des tests	0.03sec/masque
Programme	2 ensembles (30 étapes par ensemble)
<b>AUTRES INFORMATIONS</b>	
Eclairage	LED 12V 50W
Voltage	AC 110-220V
Fréquence	50/60HZ
Consommation d'énergie	80W
Economie d'énergie	Arrêt automatique après 10 min d inactivité
Dimensions	300 x 230x 240
Poids	6 Kg

*Leader de la distribution du matériel médical*

SOCI  
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)



# PROJECTEUR DE TEST MODELE CP- 150

SOCI  
MED



ISO  
9001



ISO  
13485

*Leader de la distribution du matériel médical*

## ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande (infrarouge, à batteries AAA)

Ecran métallique polarisé

Lunettes polarisées

Fusibles (2x)

Batteries AAA (2x)

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Lampe halogène
- Support de bureau
- Support mural
- Sans utilisation de supports optionnels. A la base de l'appareil est adapté aux tables à instruments standards



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)