

RETINOSCOPE, MODELE RP-200

SOCI
MED

CE



TUV
ISO
9001

TUV
ISO
13485



Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED

SOCI
MED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

RETINOSCOPE, MODELE RP-200

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

COMPOSANTES OPTIQUES D'ECLAIRAGE

Distance d'utilisation	1m
Largeur de la fente d'éclairage	3 à 20 mm
Rotation de l'éclairage	360°
Ampoule d'éclairage	Lampe halogène, 3.6V 2.7W

AUTRES INFORMATIONS

Batterie	LION rechargeable avec capacité de fonctionnement de 2 h et plus
Voltage	100-240V AC
Fréquence	50 /60HZ
Consommation d'énergie	5W

Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com