

Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces

Réf. : SOC-40011005



Description du Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces :

Le Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces est un équipement de laboratoire, de forme concave, en verre, dont le bord est rodé c.à.d uni et poli. On l'utilise principalement pour couvrir un bécher, pour évaporer un liquide, pour effectuer certaines réactions d'identification ou pour peser une quantité de matière (généralement sous forme solide).

- Différents diamètres du **Verre de montre (bord rodé), lot de 10 pièces** sont proposés sur **SOCIMED** : 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm.
- Conditionnement minimum de vente : lot de 10 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration