

Dispositif de pipetage 0-10 ml

Réf. SOC-PIPUMP10



Dispositif de pipetage 0-10 ml;

- Couleur bleu;
- 3 modèles du Dispositif de pipetage;
- Molette d'aspiration;
- Touche de commande actionnant la soupape d'écoulement;
- Cône de sécurité étagé, éliminant tout risque de casse ou de glissement de la pipette;
- Code couleur différenciant les volumes du Dispositif de pipetage.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration