

Bac de lavage et de rinçage, lave-pipette automatique

Réf. SOC-217



- Bac de lavage et rinçage, lave-pipette automatique;
- Résout le problème du lavage des pipettes dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité, particulièrement dans les laboratoires où sont manipulés des produits radio-actifs caustiques, toxiques ;
- Système de vidange par siphonage;
- Tuyau non fourni ;

*Caractéristiques techniques du bac de lavage et rinçage, lave-pipette automatique :

- Hauteur: 650 mm;
- Diamètre: 165 mm;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration