

Bac de trempage et pré-lavage

Réf. SOC-218



- Bac de trempage et pré-lavage;
- Résout le problème du lavage des pipettes dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité, particulièrement dans les laboratoires où sont manipulés des produits radio-actifs caustiques, toxiques ;
- Système de vidange par siphonage;
- Tuyau non fourni ;

*Caractéristiques techniques du bac de trempage et pré-lavage :

- Hauteur: 650 mm;
- Diamètre: 165 mm;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration