

Bain-marie thermostatique 10L modèle HH-S4

Réf. SOC-00021354



Description du Bain-marie thermostatique 10L modèle HH-S4

- Contrôle par microprocesseur;
- Température intérieure de l'affichage numérique;
- Intérieur en acier inoxydable;
- Le couvercle de la bague en aluminium;
- Convient pour le thermostatique, la cuisson au four, le déparaffinage, la stérilisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Spécifications techniques :

- Dimension de travail (mm): 300x300x120;
- Puissance: 1000W;
- Fluctuation de la température: ± 1 ;
- Plage de température: RT + 5 -100;
- Homogénéité de la température: ± 1 ;
- Tension: 110V 60Hz / 220V 50Hz;
- Dimension (mm): 370x370x240;
- Poids: 5.5kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration