

Centrifugeuse de table haute vitesse, modèle SH120 Réf. SOC-1224-2(SH120-2)



Centrifugeuse de table haute vitesse, modèle SH120 :

- Minuterie 0 - 99min.
- Vitesse max. (tr/min): 12000
- Accélération max. (g): 15300
- Capacité max. : 24PCS CAPILLARY Dia.1.5MM
- Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct
- Dimensions (H x L x P) mm: 26,5x29x20
- Poids (kg): 12,5
- Puissance moyenne/max.(W): 220V±10% 50Hz 2A
- Rotor horizontal.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration