

## Compteurs électroniques pour cellules à 15 touches, Modèle AC-15

Réf. SOC-3450015



Compteurs électroniques pour le comptage et la mémorisation de la formule leucocytaire à l'analyse au microscope.

La numération traditionnelle des leucocytes exige une attention toute particulière et entrave, d'autant, les facultés de concentration requises pour la différenciation proprement dite. Les compteurs électroniques facilitent le comptage des cellules sanguines. Les résultats sont entrés facilement, sans avoir à quitter des yeux l'image du microscope.

Avec 15 touches lumineuses, 4 programmes définis et un programme libre: LEUKO, MYELO, RETI, RBC, FREE.

L'appareil est livré avec mode d'emploi.

Caractéristiques techniques :

- Touches : 15
- Mémoire : Jusqu'à 1000 max.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration