

Congélateur de plasma sanguin 268L, modèle BDF-40V268

Réf. **SOC-BDF-40V268**



Congélateur de plasma sanguin 268L, modèle BDF-40V268

Le **Congélateur de plasma sanguin BDF-40V268** à basse température offre une grande variété d'applications de recherche et de stockage, telles que des expériences scientifiques à basse température, la préservation du plasma, des biomatériaux, des vaccins et les propriétés biomédicales des produits militaires.

Il convient aux instituts de recherche, aux industries électroniques, aux industries du génie chimique, aux hôpitaux, aux stations d'assainissement et antiépidémiques, aux laboratoires universitaires, aux industries militaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques techniques :

- **Dimension externe (L x P x H) mm:** 673 x 676 x 1630 mm;
- **Capacité:** 268L;
- **Type:** vertical;
- **Plage de température:** -30°C ~ -40°C;
- **Temp. Précision:** 1°C;
- **Système de contrôle:** Contrôle par microprocesseur avec affichage à LCD;
- **Alarme:** Alarme de haute et basse température, Panne du système et du capteur, Porte entrouverte, Alarme de panne de courant;
- **Type de réfrigération:** Réfrigération directe;
- **Réfrigérant:** R507a, sans CFC;
- **Compresseur:** Compresseur de renommée internationale;
- **Condenseur et évaporateur:** Matériel en cuivre;
- **Fabrication :**
 - Structure: Conception monocoque et mono-assemblage moussant (matériau isolant rigide en polyuréthane);
 - Matériau interne: Acier pulvérisé de couleur;
 - Matériau externe: Acier laminé à froid revêtu d'une poudre antibactérienne.
- **Porte:** Porte avec serrure à clé;
- **Etagères / Tiroirs:** 4 étagères;
- **Consommation:** 593W;
- **Alimentation:** 220V±10%, 50/60Hz;
- **Taille de l'emballage (mm):** 735 x 735 x 1635;
- **Poids brut:** 125 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration