

**Distillateur robuste inox/verre, 4 litres/ heure
Réf. SOC-DI0001**



Distillateur robuste inox / verre, 4 litres / heure

- Production: 4 l / h
- Conductivité: 2 μ s / cm
- Corps de chauffe en acier nickelé
- Bouilleur en acier inox et réfrigérant en verre
- Le Distillateur robuste inox / verre sert de distillation de routine dans les écoles, collèges
- Construction simplifiée pour usage continu



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Et sécurité surchauffe.
- Caractéristiques du Distillateur robuste inox / verre
- Débit: 4 l / h
- Consommation: 60 l / h
- Dimensions (Ø x H): 23 x 60 cm
- Alimentation: 230 V - 50 Hz - 2,5 KW



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration