

## Distillateur Electrique 5 Litres par Heure

Réf.: **SOC-DZ5Z**



### Description du Distillateur Electrique 5 Litres par Heure:

Le Distillateur Electrique 5 Litres par heure permet de purifier l'eau. Il est fabriqué en acier inoxydable.

Il contrôle automatiquement l'alimentation en eau.

Le condenseur est fait de tubes en acier inoxydable sans soudure, il a de très bons effets de refroidissement et une grande capacité de production d'eau.

L'eau refroidie retournant au tambour de vaporisation permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Ce Distillateur Electrique 5 Litres par heure est très prisé dans les hôpitaux, les centres de soins de santé, les instituts de recherche et les laboratoires analytiques.

## Caractéristiques et performance du Distillateur Electrique 5 Litres par Heure:

- La vanne de vidange permet de vider l'eau dans un récipient, permettant ainsi d'éviter les déchets.
- En Cas de manque d'eau, le chauffage s'arrête automatiquement, celui-ci reprend dès le retour de l'eau à son niveau normal.
- Le tube de chauffage électrique immergé en cuivre possède une meilleure efficacité de chauffage.
- Débit d'eau Distillée : 5 Litres par Heure



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration