

Hotte à flux laminaire biologique HFsafe-900

Réf. SOC-7BZ-HF900A2-001



Description:

Hotte biologique, Model - HFsafe-900

Dispositif standard de l'unité principale:

- CLASSE II TYPE A2.
- Unité principale: (Taille à l'intérieur du volume de travail: 760mm).
- Filtre principal de type ULPA, efficacité de filtration 99,999% pour des particules $> 0,1 \sim 0,2 \mu\text{m}$.
- Lumière UV 900 et lumière fluorescente.
- Système de surveillance en temps réel de tous les paramètres.
- Système de ventilation intelligent, ajuste automatiquement l'air.
- Système d'alarme vibratoire.
- Système de Verrouillage.
- Accessoires Optionnels d'une Hotte biologique.
- Rectifieuse sans roulettes.
- Rectifieuse avec freins à roulettes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration