

Hotte biologique, Model –Hfsafe-760S Ref.SOC-7BZ-HF760S-PK1



Caractéristiques techniques de la Hotte biologique, Model - hfsafe-760s

- Dispositif standard de l'unité principale:
- CLASSE II TYPE A/B3,
- Unité principale: (Taille à l'intérieur du volume de travail: 760mm)
- Filtre principal de type ULPA, efficacité de filtration 99,999% pour des particules $> 0,1 \sim 0,2 \mu\text{m}$
- Lumière UV et lumière fluorescente
- Système de surveillance en temps réel de tous les paramètres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Accessoires Optionnels d'une Hotte biologique
- Rectifieuse sans roulettes
- Rectifieuse avec freins à roulettes



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration