

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Incubateur CO<sub>2</sub> à HF90

## Incubateur CO<sub>2</sub> à HF90 SOC-HF90



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Incubateur à CO<sub>2</sub> - HF90 \* Assure une stérilité maximale \* Chaque étagère dispose d'une fermeture vitrée. Ce qui minimise les perturbations des échantillons des autres étages et diminue les risques de contamination lorsqu'on ouvre une des portes. \* Système de chauffage à jaquette permettant un chauffage et un recouvrement rapide de la température. \* Sonde de température PT100 \* Résistante à de fortes températures \* Lors du démarrage automatique, il y a vérification de l'épaisseur de CO<sub>2</sub>. Cette vérification dure 3 min. \* En cas de surchauffage, il y a activation de l'alarme et chute de puissance pour protéger la culture. \* Il y a plusieurs systèmes d'alarmes pour indiquer des conditions internes anormales de la chambre : mauvaise fermeture des portes, chute de puissance \* Dispose d'un système unique de surveillance de température. \* Filtration HEPA (filtration permanente de la chambre) \* Clavier convivial \* Dimensions Externes (mm): 637 x 909 x 762 \* Chambre(mm): 470 x 607 x 530 \* Volume (L): 151 \* Etagères dimensions (mm): 423 x 445 \* Nombre standard: 3 \* Nombre maximal: 10 \* Température Système de chauffage: Chauffage direct \* Plage de températures (°C): RT + 5-50 \* Homogénéité temporelle à 37°C ± 0,1 \* Homogénéité spatiale à 37°C ± 0,4 \* CO<sub>2</sub>: Sonde de mesure TCD \* Domaine (%): 0-20 \* Homogénéité à 37°C (%)± 0,1 \* Humidité Relative >= 95% \* Volume maximal d'eau distillée (L): 3 \* Désinfection \* Méthode: Chaleur moite de 90°C \* Durée: Env 25h \* Alimentation \* Tension (V / Hz): 220 / 50 \* Puissance (KW): 0,6 \* Poids (Kg): 80



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration