

Microscope biologique binoculaire modèle : hnb-208
Réf. SOC-HNB-208



Microscope biologique binoculaire modèle: HNB-208

- Tête: Binoculaire, inclinaison 45°;
- Oculaires: WF 10X, WF 16X;
- Objectifs: 4X, 10X, 40X (S), 100X;
- Condenseur à champs lumineux ,
- lampe halogène 6V 20W,
- luminosité ajustables.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration