

Microscope biologique binoculaire modèle : L3000a-hbt
Réf. SOC-L3000A-HBT



Microscope biologique binoculaire modèle: L3000A-HBT

- Tête: Binoculaire, inclinaison 30°, rotation 360°;
- Oculaires: WF 10X, WF 16X;
- Objectifs: 4X, 10X, 40X (S), 100X;
- Condenseur à champs lumineux,
- lampe halogène 6V 20W,
- luminosité ajustables.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration