

Réfrigérateur congélateur médical YCD-EL450, 2 °C ~ 8°C / -10 ~ -25 °C

Réf. SOC-YCD-EL450



Le **Réfrigérateur congélateur médical 2 °C ~ 8°C / -10 ~ -25 °C YCD-EL450** fonctionne comme un réfrigérateur congélateur scientifique et un réfrigérateur / congélateur médical, doté d'une toute nouvelle apparence. Il s'agit d'un réfrigérateur-congélateur avec une chambre de réfrigération supérieure et une chambre de congélation inférieure, contrôlées séparément.

Ce réfrigérateur-congélateur adopte 2 compresseurs à haute efficacité et une réfrigération écologique, qui peuvent assurer une réfrigération rapide et un contrôle séparé de la chambre de réfrigération supérieure et de la chambre de congélation inférieure. L'affichage numérique de la température permet d'indiquer clairement l'état de fonctionnement et vous pouvez définir les points d'alarme de température élevée ou de température basse en fonction de vos besoins.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

L'isolation thermique avec une couche isolante plus épaisse et une technologie de mousse en polyuréthane sans CFC pour un meilleur effet d'isolation.

Système de contrôle de température informatisé à haute précision :

Le système de contrôle de la température de ce réfrigérateur / congélateur combiné peut afficher l'humidité et la température de manière indépendante. Et vous êtes en mesure de vérifier et de visualiser l'état de fonctionnement clairement sur l'écran. Ce réfrigérateur-congélateur de qualité médicale vous permet de régler la température librement avec une température supérieure dans la plage de 2 °C ~ 8 et une température inférieure dans une plage de -10 °C ~ -25.

Système de réfrigération à haute efficacité :

Ce réfrigérateur / congélateur combiné est équipé de compresseurs à haute efficacité pour la chambre de réfrigération supérieure et la chambre de congélation inférieure. De plus, le fluide frigorigène est écologique, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'obtenir un rendement élevé. La technologie de moussage du polyuréthane CFC et la couche d'isolation plus épaisse permet d'améliorer l'effet de l'isolation thermique.

Système de sécurité complet :

C'est également un congélateur sécurisé pour le stockage des vaccins avec le système d'alarme sonore et visuelle intégré, comprenant une alarme de température ambiante élevée, une alarme de température basse et élevée, une alarme de défaillance du capteur, une défaillance de communication (USB), une alarme de pile faible, alarme d'ouverture de porte, alarme d'extinction et enregistrement de données non activé, ce qui garantit un stockage plus sûr des échantillons.

Caractéristiques techniques :

- Système de contrôle de température informatisé de haute précision
- Système de réfrigération à haute efficacité
- Système de sécurité complet
- Refroidissement direct et contrôle électronique de la température
- Condenseur de type à tube et évaporateur intégré
- Capacité: 450L
- Poids net/brut: 120/140 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration