

## Réfrigérateur à température basse, modèle HF326-C25 Réf. SOC-HF326-C25



### Description du Réfrigérateur à température basse:

- Deux portes toutes intérieures et extérieures.
- Quatre clayettes principales
- Un bag en acier

### Spécifications techniques du Réfrigérateur à température basse:

- Volume Total: 326 Litres
- Température (°C): -10~-25
- Largeur: 770 mm Profondeur: 1475 mm
- Hauteur: 1135 mm
- Poids: 120 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration