

Coffrets de rangement en carton rigide plastifié, 25  
lames  
**Réf. SOC-BPM25**



Ces coffrets de rangement en carton rigide plastifié pour 25 lames de 76 x 26mm sont équipés d'écrin noir pour rangement des préparations microscopiques. Le rebord de la partie inférieure empêche l'infiltration de poussière lorsque le couvercle est fermé. Le couvercle et la partie inférieure sont reliés au moyen de petites charnières et l'écrin se ferme grâce à des fermetures métalliques fiables. Les supports intérieurs, en plastique et à rainures sont numérotés individuellement pour des lames 76 x 26mm. Un répertoire numéroté est imprimé à l'intérieur du couvercle permettant une identification rapide.

- (Haut. x Larg.): 146 x 105 x 34mm.
- **Condition minimum de vente: 1.**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration