

MW-12A

Laveur de Microplate

- Compatible avec les plaques en V-bouton, en U-bouton, et plaques plates
- 2 modes de lavage pour 8 bandes et 12 bandes
- Détection automatique de fond et protection contre les collisions
- Temps variable de vibration et trempage
- Jusqu'à 100 protocoles définis par l'utilisateur
- Fonction de balayage avec aspiration
- Programme automatique pour diagnostic de soi-même
- Système automatique de surveillance de liquide




MW-12A

Laveur de Microplate

Spécifications techniques

Programmes de lavage	jusqu'à 100
Cycles de lavage	0 à 9
Volume de distribution	50 à 3000 µL
Protection de collision de fond	automatique
Volume résiduel par puits	< 2 µL
Temps de trempage	0 à 300 secondes
Temps de vibration	0 à 300 secondes
Options multiples	1 x 8, 1 x 12
Bouteille standard	2 x 2L (détergent), 1 x 2L (déchets) 1 x 2L (l'eau distillée)
Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz
Température	5°C~35°C
Humidité	15~85%
Dimension	400mm (Longueur) x 330mm (largeur) x 145mm (Hauteur)
Poids	7.2 Kg



DISTRIBUTOR:



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N: FRA-MW12A-210285x2-20100629

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 26582888 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com