

Lecteur de microplaques, Modèle MR-96A

Réf. SOC-MR-96A



Un lecteur de microplaques fiable à grand écran tactile.

Utilisateurs type:

Petits laboratoires, cliniques vétérinaires, centres de recherche

Caractéristiques:

- Ecran tactile 7,8 pouces avec stylet et clavier contextuel
- Modes d'agitation à durée et vitesse variables
- Puissant logiciel de gestion des données pour l'installation informatique (en option)
- Mémoire haute capacité capable de stocker jusqu'à 20 000 résultats
- Imprimante thermique de série
- RS232 pour commande PC externe, 2 ports USB pour souris, clavier et imprimantes externes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration