

Laveur de microplaques, Modèle MW-12A

Réf. SOC-MW-12A



Un laveur de microplaques rentable à faible volume résiduel.

Utilisateurs type:

Petits laboratoires, cliniques vétérinaires, centres de recherche.

Caractéristiques:

- Deux flacons de rinçage pour limiter les changements de flacons
- Compatible avec les plaques à fond plat, en U, en V
- Deux modes de lavage avec collecteurs interchangeables pour bandes 8 et 12 puits
- Détection automatique des fonds et protection contre les chocs
- Temps d'agitation et de trempage variable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration