

Système d'électrophorèse automatisé, Modèle Giant IFE

Réf. SOC-GiantIFE



Le système d'électrophorèse le plus avancé pour l'immunofixation.

Polyvalent : Permet d'effectuer les techniques les plus répandues : Des protéines sériques, des lipoprotéines et des hémoglobines.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Support précis et complet

Le modèle GiantIFE organise automatiquement le chargement de tous les réactifs pour uniformiser le processus délicat électrophorétique.

- Réaction automatique au contact Ag/Ab.
- Webcam intégrée pour un aperçu des résultats.
- Logiciel clair et convivial pour un rapport complet du patient.

Productivité

- Protéines sériques : 40 échantillons
- Lipoprotéines : 40 échantillons
- Hémoglobines : 40 échantillons

Caractéristiques du logiciel

- Système d'exploitation : Microsoft Windows XP / Vista / 7.
- Interface d'utilisateur : moniteur, clavier et souris.
- Reconnaissance minimale : automatique.
- Techniques de gestion : Techniques ajustable en temps, tension de migration, longueur courante et longueur d'onde.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration