

Spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau modèle JEN 6850

Réf. SOC-JEN6850



Description du Spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau modèle JEN 6850

Le Spectrophotomètre 6850, JENWAY® à double faisceau et UV/Visible est simple d'utilisation et très ergonomique grâce à son large écran graphique qui permet de l'utiliser sans PC.

Ce matériel de laboratoire est doté d'optique très stable et de 2 détecteurs de mesure, un pour l'échantillon et l'autre pour la référence assurant une mesure précise. Le spectrophotomètre dispose de plusieurs modes de mesures : concentration, multi-longueurs d'onde (10), balayage spectrale, cinétique (jusqu'à 12 h à intervalle réglable), quantification (3 longueurs d'onde jusqu'à 10 étalons) ADN et analyse des protéines.

Le spectrophotomètre 6850, JENWAY® dispose de trois vitesses de balayage permettant de numériser à une vitesse de 100 à 2000nm/min. Le balayage peut se faire sur des pas de 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 ou 5 nm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Spectrophotomètre UV/Visible
à double faisceau modèle JEN
6850

Le **spectrophotomètre** 6850, JENWAY® est livré avec le logiciel Jenway Prism PC standard (compatible avec windows 2000, XP, vista et 7), un câble USB, 2 cuves quartz, 4 cuves en verres et une housse de protection.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N