


Chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits

Réf. SOC-LABTEK2P



Chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits;

- Chambre centrale amovible en polystyrène pour des configurations à 1, 2, 4, et 8 puits.
- Lame microscopique non fluorescente en verre (25 x 75 x 1,2 mm) avec bords rodés.
- Adhésif biocompatible.
- Chambre et couvercle en polystyrène.
- Bord de puits hydrophobe inerte imprimé sur la lame.
- Plage d'écriture.
- Traitées pour une fixation et une croissance excellentes des cellules.
- Séparateur de lame fourni dans chaque paquet.
- Stériles.
- Caractéristiques d'une chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits:
 - Surface de culture: 4,0 cm² par puits.
 - Volume utile conseillé: 1,0 - 2,0 ml.
 - Présentation: Plateau de 8 chambres.
- Conditionnement minimum de vente d'une chambre de culture LAB-TEK II, 2 puits: 2 plateaux de 8 = 16.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration