

Tubes de culture, 4 ml, tubes fond rond en polypropylène

Réf. SPT-TCU5PP25



Tubes de culture, 4 ml,

- Tubes fond rond en polypropylène.
- Plage d'écriture et graduations sérigraphiées.
- Bouchon à deux positions permettant de travailler dans des conditions aérobies ou anaérobies.
- Stérilisés par irradiation.
- Diamètre (Ø): 12 mm.
- Hauteur: 75 mm.
- Conditionnement: Barquette de 25 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration