

Microtubes, 500 µl, cape à dôme

Réf. **AXY-PCR05D**



Microtubes, 500 µl ;

- Cape à dôme.
- Recommandés pour toutes les techniques d'amplification (type PCR).
- Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement.
- Les microtubes, 500 µl s'adaptent sur la plupart des thermocycleurs.
- En polypropylène.
- Présentés en sacs refermables.
- Températures d'utilisation: -40 °C +121 °C.
- Autoclavables à 121 °C (20 min.).
- Centrifugation: jusqu'à 10 000 g.
- Conditionnement: Sac de 500.
- Conditionnement minimum de vente des microtubes, 500 µl: Boite de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration