

## Lamelles Diamant Star, (1 x L) : 24 x 50 mm

Réf. SOC-LDS2450EP1.5



Lamelles DIAMANT STAR, (1 x L): 24 x 50 mm;

- Lamelles couvre-objets en verre spécial de très haute qualité, recommandées pour automates de collage;
- Conformes à la norme ISO 8255;
- Qualité de verre assurant fiabilité et reproductibilité;
- Qualité optique supérieure sans artefact;
- Lamelles ne collant pas entre elles: facilitent les manipulations et apportent gain de temps et de sécurité;
- Tolérance:  $\pm 0,5$  mm;
- Épaisseur: Type # 1,5: 0,16 à 0,19;
- Condition minimum de vente: 10 boîtes de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration