

## Lamelles standards, rectangulaire, 24 x 50 mm

Réf. SOC-LCO2450



Lamelles standards, rectangulaire, 24 x 50 mm;

- Lamelles lavées, dégraissées, en verre blanc;
- Conformes à la norme ISO 8255;
- épaisseur régulière type #1 : 0,13 à 0,16 mm;
- Lamelles livrées en boîte plastique les protégeant de la poussière et des chocs;
- Conditionnement: 10 boîtes 100 pièces;
- Condition minimum de vente: Carton 1 000 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration