

Ultrasclean slide Réf. SOC-ULTRACLEAN



Ultrasclean slide :

- La technique MICROARRAY et ces nouvelles lames dédiées permettent d'examiner des milliers de gènes, en un seul test sur une seule lame
- Fabriquées en verre blanc de très haute qualité
- Dimensions: 76 x 26 mm
- Ultra propres: produites en classe 10.000
- Ultra planes: Leur planéité est rigoureusement contrôlée
- Parfaite reproductibilité des caractéristiques d'une lame à l'autre
- Compatibles avec les équipements de "spotting" et d'analyse du marché
- Conditionnées en boîtes plastiques de 20 lames, sur-emballées sous vide en sachet aluminium
- Conditionnement: Boîte de 20 lames.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration