

Lames superfrost plus GOLD Réf. LATS173001



Lames superfrost plus GOLD; Recommandé pour:

- Les tissus d'adhérence difficile (cœur, cerveau, peau),
- les prélèvements pauvres,
- Les colorations spéciales (bleu de toluidine, hématoxyline et éosine, immunocytochimie et hybridation ADN in situ);
- Améliore l'adhérence des tissus pendant l'analyse immunocytochimique des récepteurs d'œstrogène et progestérone dans les tissus fraîchement congelés du sein;
- Pour épaisseur de coupes de: 5-7 μ ;
- Conditionnement: 20 boîtes soit 1 000 lames;
- Condition minimum de vente: boîte plastique de 50 lames



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration