

## Lames superfrost plus Réf. LATS172001



### Lames superfrost plus : Recommandé pour :

- Les préparations cytocentrifugées, frottis cytologiques, spécimens en dermatologie, tissus osseux décalcifiés
- Les techniques en immuno fluorescence
- Minimise: les fonds colorés avec les colorations standards Hématoxyline, Eosine
- Les pertes de tissu lors d'absorption enzymatique, dénaturation ADN et hybridation ARN
- Pour épaisseur de coupes de 2-5 $\mu$
- Conditionnement: 20 boites soit 1440 lames
- Condition minimum de vente: Boite plastique de 72 lames.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration