

## Lames superfrost, bords rodés 90° - coins coupés Réf. SOC-LR90SF..CC



### Lames superfrost, bords rodés 90° :

- Lames de haute définition avec plage d'identification blanche ou de couleur; Résistantes aux solvants, colorants;
- Lames très planes en verre blanc : transparence parfaite et amélioration de la visualisation au microscope. Absence d'artéfact de lecture facilitant le diagnostic;
- Identification aisée des coupes grâce aux plages d'identification couleur (évite les étiquettes rapportées);
- Lames compatibles avec les appareils à coloration automatique et les centrifugeurs pour lames;
- Présentation en boîte carton « color codée » à la couleur des lames pour identification



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Lames tenues hors poussière grâce au traitement interne de la boîte carton et de son cellophanage;
- 4 versions:
- Bords coupés (bruts);
- Bords et coins rodés 90°;
- Bords rodés 90°, coins coupés;
- Bords rodés 45°, coins coupés;
- Le rodage évite toute blessure accidentelle;
- Condition minimum de vente: 2 000 lames (40 boîtes de 50).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration