

Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, blanc (64 tubes à prélèvement sanguin)

Réf. : EDL-BCRY5-64



Description des Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, blanc (64 tubes à prélèvement sanguin):

Les Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, blanc servent au stockage et à la congélation de 64 tubes de 5ml de prélèvement sanguin. Elles sont imperméables, idéales pour des températures très basses.

- * Boîtes carrées avec revêtement lisse évitant la formation de givre.
- * Pour congélation jusqu'à -80°C .
- * Repérage alphanumérique sur le couvercle et la partie supérieure de la boîte.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Boîtes à congélation en carton
hydrophobe, 5ml, blanc (64
tubes à prélèvement sanguin)

- * Munies d'un système détrompeur.
- * Modèle recommandé pour les tubes à prélèvement sanguin.
- * Nombre de tubes: 64 (8 x 8)
- * Dimension (Côtés): 136 x 136 mm
- * Hauteur: 86 mm
- * Conditionnement minimum de vente: 1



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N