

Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, crème

Réf. : EDL-BCRY5



Description des Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, crème:

Les Boîtes à congélation en carton hydrophobe, 5ml, crème servent au stockage et à la congélation de 100 tubes d'échantillons biologiques de 5ml. Elles sont imperméables, idéales pour des températures très basses (jusqu'à -80°C).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Boîtes carrées avec revêtement lisse évitant la formation de givre.
- Pour congélation jusqu'à -80°C .
- Repérage alphanumérique sur le couvercle et la partie supérieure de la boîte.
- Munies d'un système détrompeur.
- Nombre de tubes: 100(10 x 10).
- Dimension (Côtes): 136 x 136 mm
- Hauteur: 95 mm
- Conditionnement minimum de vente: 1



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration