

## Rack stockage 96 tubes, non stérile

Réf. SPT-B96NS-..



Biotube System, Rack de 96 tubes.

- Irradié: non;
- Système de stockage et transport d'échantillons;
- Rack en polypropylène utilisable de -80°C à +121°C;
- Capacité : 96 tubes en configuration 8 x 12 type microtitration;
- Couvercle transparent avec repérage alphanumérique et système détrompeur;
- Grille de support des tubes colorés, munie de 4 pieds;
- Extractible, elle peut servir de portoir de travail, être placée au réfrigérateur, au bain-marie...;
- Dimensions (mm) : longueur 125 x largeur 85 x hauteur 58;
- Version:
  - rack avec 96 tubes disponibles en 4 couleurs:
    - ✓ Vert ;
    - ✓ Jaune ;
    - ✓ Bleu ;
    - ✓ Rouge ;
- Tubes individuels de 1,1ml en polypropylène ;
- Bouchons en polyéthylène en barrette de 8, irradiés ou non ;
- Dimensions : Hauteur 46 mm x Ø 9 mm ;
- Conditionnement minimum de vente : 1 rack.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration