

## Cônes Finntip Filter 0,5-10 µl, en rack stérile de 96

Réf. THE-FIN10FRSIVD



Cônes finntip filter 0,5– 10 µl, en rack stérile de 96;

- Filtre en polyéthylène haute densité, inerte et non bloquant;
- Non autoclavables;
- Rack à charnière protégée par un blister sous vide;
- Stérilisés par irradiation;
- Absence de RNase et DNase;
- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration