

## Cônes Finntip Filter 2 000-10 000 $\mu$ l, en rack stérile de 24

Réf. THE-FIN10MLFRS



Cônes finntip filter 2 000 - 10 000  $\mu$ l, en rack stérile de 24;

- Filtre en polyéthylène haute densité, inerte et non bloquant;
- Non autoclavables;
- Rack à charnière protégée par un blister sous vide;
- Stérilisés par irradiation;
- Absence de RNase et DNase;
- Niveau d'endotoxine contrôlé;
- Condition minimum de vente: 5 racks de 24.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration