

Cônes filtre Unibox Filter System 10 µl, en rack stérile de 96

Réf. AXY-CFR10LG



Cônes filtre UNIBOX Filter System 10 µl, rack stérile de 96;

- Protègent les pipettes des contaminations par aérosol;
- Présentation en rack polystyrène à couvercle coulissant, filmé;
- Stérilisés par irradiation;
- Couleur naturelle uniquement;
- Exempts métaux lourds;
- Niveau d'entoxine contrôlé;
- Absence de DNase et RNase;
- Filtre en polyéthylène;
- Condition minimum de vente: 10 racks de 96.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration