

Cônes filtre HighRecovery 1 000 µl, en rack stérile de 96

Réf. EDL-LAMBDA1000FRS



Cônes filtre HIGH RECOVERY 1 000 µl, en rack stérile de 96;

- Protègent la pipette de la contamination par aérosol;
- Présentés en racks à charnières filmées;
- Stérilisés par irradiation;
- Les cônes à filtre HIGH RECOVERY sont de couleur naturelle uniquement;
- Filtres en polyéthylène haute densité, de porosité 10 à 12 µ;
- Restituent la majorité de l'échantillon en cas de contact avec le filtre;
- Condition minimum de vente des cônes à filtre HIGH RECOVERY: 10 racks de 96.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration