

## Cônes clinitips en rack : 1 000-10 000 $\mu$ l, pointe coupée (ou droite)

Réf. LAB-C10MLR



Cônes CLINITIPS en rack: 1 000 – 10 000  $\mu$ l, pointe coupée (ou droite).

- En polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.

Disponibles en:

- Rack pré-rempli,
- Rack + recharge: système UNIBOX,
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Labsystems,
- En carton de 4 racks de 25,
- Condition minimum de vente: 25 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration