

## Cônes clinitips en vrac : 5-200 µl, Pointe coupée (ou droite)

Réf. GIL-CJ200G



Cônes CLINITIPS en vrac: 5 – 200 µl, pointe coupée (ou droite).

- En polypropylène de couleur jaune, exempt de cadmium,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min,
- Disponibles en sachet polyéthylène (vrac),
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Gilson,
- En carton de 25 sacs de 1000,
- Condition minimum de vente: 1000 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration