

Finntip Biocon : 0,2-10 μ l

Réf. THE-FIN250S1



FINNTIP BIOCON: 0,2 – 10 μ l;

- Emballés individuellement sous blister;
- Endotoxine free;
- DNA free;
- DNase free et RNase free;
- Stérilisés par rayons gamma avec un minimum de 25k Gy;
- Couleur naturelle;

Applications: PCR, biologie moléculaire et cellulaire;

- Les Finntips BioCon sont garantis contre toute contamination biologique;
- Un certificat de qualité est fourni dans chaque conditionnement;
- Condition minimum de vente: 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration