

## Cône finntip wide: 10-250 $\mu$ l, $\emptyset$ interne: 1,1 x 53 mm

Réf. THE-FIN250WV



Cônes FINNTIP wide: 10 – 250  $\mu$ l,  $\emptyset$  interne : 1,1 x 53 mm;

- Large orifice;
- Version non stériles;
- Permet de pipeter aisément les suspensions fragiles des cellules ou des macromolécules telles que l'ADN génomique;
- Evite la fragmentation des cellules;
- Convient également au pipetage des liquides visqueux;
- Le Finntip wide est disponible en vrac et rack stériles ou non stériles;
- Condition minimum de vente: 1 sac de 1000 cônes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration