


## Cônes standard en vrac : 1-200 µl, gradué à 10/20/50/100/200 µl

Réf. EDL-LAMBDA200NV



Cônes standards en vrac de capacité: 1 - 200µL ; gradué à 10/20/50/100/200 µl; Pointe biseautée, compatible avec les principales marques de micropipettes du marché. Cônes en polypropylène vierge. Couleur naturelle; Fabrication et conditionnement totalement automatisé donc pas de contaminants.

- Niveau d'endotoxine < 0,05 EU/ml,
- Absence de Rnase et de Dnase,
- Absence de protéase,
- Niveau d'ADN humain < 1 pico gramme,
- Niveaux de métaux lourds < 1 ppm,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.
- Conditionnés en cartons de 10 sacs refermables de 1 000 cônes;
- Condition minimum de vente: 1 sac de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration