

## Dispenser acurex 1 000 ml

Réf. SRX-DA5L



DISPENSER ACUREX 1 000 ml; Distributeur monté sur flacon rond, ambré à col rodé;

- Gamme de 4 modèles permettant de distribuer de 0,2 à 30 ml;
- Toutes les parties fragiles sont protégées à l'intérieur du flacon;
- Ligne surbaissée autorisant le stockage au réfrigérateur;
- Les pièces en contact avec le réactif sont en verre, téflon ou rubis évitant la corrosion et le grippage du piston;
- Autoclavable à 121 °C, sans démontage;
- Volume délivré: 0,4 à 5 ml;
- Graduation: 0,2 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration