

Distriman

Réf. GIL-F164001



DISTRIMAN est une pipette répétitive à déplacement positif qui facilite la multidistribution; Le volume variable, est réglable en continu; Distriman s'utilise avec des seringues Distri'Tips;

- Gamme de volumes réglable en continu, permettant la distribution de toute aliquote comprise entre 1 μ l et 1,25 ml;
- Lecture directe du volume, sans calcul ni conversion;
- Compatible avec tous types de liquides, même des substances visqueuses ou volatiles (sang, plasma, huile, crème, glycérols, etc...), sans contamination de la pipette.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration